



Tilbehør til kompressionsstrømper

At gøre det svære enkelt!!



Strømpe på- og aftagere . Handsker . Strømpelim . Silikonerens . KompreLet



Når man lider af venøse sygdomme eller lymfødem, er det vigtigt at fortsætte kompressionsbehandlingen med strømper. Disse bliver ordineret af lægen, der tager stilling til, hvilken længde og klasse strømpen skal være i.

Derefter er det meget vigtigt, at bære strømpen hele dagen, når man sidder, står og går, netop for at forebygge, at benet hæver igen.

At få strømpen på og af er en vanskelig og belastende opgave, specielt for ældre mennesker med svagere hænder.

Hvis det er svært at få strømpen på og af, kan der være en risiko for, at man ikke anvender dem, med risiko for hævede ben og nye sår.

Mange borgere får hjælp til at tage strømper på og af, hvilket er en ressourcekrævende og bekostelig opgave for kommunen.

Samtidig er det en fysisk belastende opgave for plejepersonalet at hjælpe strømper på og af.

Med fokus på livskvalitet, ergonomi og økonomi kan man med det rette hjælpemiddel få stort udbytte af en lille investering

- Strømpen kommer på benet** → Borgeren undgår hævede ben og nye sår
- Strømpen holder længere** → Kommunen undgår ekstra bestillinger og reparationer
- Huden på benet skånes** → Borgeren undgår rifter/sår på benene, og smerter minimeres
- Personalet skåner hænderne** → Undgår arbejdsskader
- Borgeren bliver selvhjulpne** → Øger livskvalitet og kommunen sparer ressourcer









Abena har samlet et bredt sortiment af hjælpemidler, der imødekommer de behov, der opstår ved brug af kompressionsstrømper. Korrekt valg og anvendelse af hjælpemidlerne letter den daglige på- og aftagning af strømperne for patienten såvel som for det plejepersonale, der hjælper med dette.

Handsker til kompressionsstrømper

Ved at benytte handsker ved på- og aftagning af strømperne letter man arbejdet - både for den enkelte, men også for plejepersonalet/pårørende, der hjælper med dette. Samtidig mindskes risikoen for, at strømpen ødelægges af negle og smykker.

	Varenr.	Varebetegnelse	Størrelse
	237920 237917 237918 237919	Bauerfeinds kompressionshandsker Handsken er belagt med ru latex-overflade på håndflader, fingre og fingerspidser, så grebet bliver optimalt. Handsken sidder tæt på hånden og har en rigtig god pasform. Kan vaskes ved 30° C. Tåler ikke afspritning.	X-Small Small Medium Large
	281712 281713 281714	Medis gummihandsker Med noprede håndflader, fingre og fingerspidser, så grebet bliver optimalt. Handskerne er lavet af latex og har en inderside af bomuld. Kan vaskes ved 40° C. Tåler ikke afspritning.	Small Medium Large
	4369 4354	Abena Bomuldshandsker Når handsker til kompressionsstrømper skal benyttes af flere forskellige plejepersonaler, anbefaler Abena, at man bruger personlige bomuldshandsker inde i gummihandsken. På denne måde sikres en optimal hygiejne. Tåler 3-4 vaske ved 30° C.	Dame Herre







Strømpepåtager

	Varenr.	Varebetegnelse	Størrelse
	237921	VenoTrain glidesok Anvendes til påtagning af kompressionsstrømper uden tå. Glidesokken tages ud over tæerne og strømpen trækkes henover glidesokken. Herefter kan glidesokken trækkes af.	One Size
	238885 238886 238887 238888 238889	Easy-Slide Anvendes til påtagning af kompressionsstrømper med åben tå. Kan vaskes i hånden ved 30 gr.C. Tørres med håndklæde. Vælg størrelse ud fra skostørrelse. Tåler afspritning med ethanol 70%.	X-Small (<34) Small (34-37) Medium (38-41) Large (42-45) X-Large (>45)
	238896 238897	Magnide Anvendes til påtagning af kompressionsstrømper med lukket tå. Alle samlinger i påtageren er med magneter. Kan vaskes i hånden ved 30 gr.C. Tørres med håndklæde. Tåler afspritning med ethanol 70%. Udførlig vejledning medfølger.	Medium Large
	234987	Medi Butler med kort greb Anvendes til påtagning af kompressionsstrømper med åben og lukket tå. Velegnet til at hjælpe en plejeperson med at give en patient kompressionsstrømper på. Kan endvidere anvendes til påtagning af ærmestykker	One size
	234988	Medi Butler med langt greb (Eksportmodel) Anvendes til påtagning af kompressionsstrømper med åben og lukket tå. Det lange håndtag sikrer maksimal stabilitet ved påtagning af kompressionsstrømper og strømpebukser. Har runde håndtag og er en lidt spinklere udgave.	One size
	238303	Medi Butler XXL med langt greb Anvendes til påtagning af kompressionsstrømper med åben og lukket tå. Bøjlen på denne strømpepåtager har en større diameter. Specielt velegnet til personer med nedsat bevægelighed i ankelled.	One size




Strømpepåtager

Varenr.	Varebetegnelse	Størrelse
 237497	Medi Butler med variabelt greb Specielt velegnet til brugere med betydeligt begrænset bevægelsesfrihed, fx hofteopererede. Håndtagets længde kan justeres mellem 27 og 59 cm.	One size
 233389	Medi Butler til strømpebukser Hjælpe middel til påtagning af strømpebukser. Ved hjælp af denne påtager kan man tage begge strømpeben på, på en gang.	One Size
 233319	Medi REHA Butler Anvendes til påtagning af kompressionsstrømper med åben og lukket tå. Specielt velegnet til strømpebrugere med begrænset bevægelse. Medi REHA Butleren er udstyret med en folde-mekanisme, der gør det muligt at tage strømper på uden at rette foden ud.	One Size



Strømpepå- og aftagere

Varenr.	Varebetegnelse	Størrelse
 236635 236636 236637 236638	Sim-Slide Anvendes som strømpepå og -aftager til strømper uden tå, samt armstrømper. Elastikken i den åbne ende sikrer, at påtageren er nem at håndtere. Vælg størrelse ud fra skostørrelse. Kan håndvaskes ved 30° C og tørres med håndklæde. Kan sprittes af med ethanol 70%.	Small (<34-37) Medium (38-41) Large (42-45) X-large (>45)
 236653 236654 236655 236656	Easy+ Easy Slide til åben tå Sæt med Easy Slide strømpepåtager og Easy Off strømpe-aftager. Anvendes til kompressionsstrømper med åben tå. Vælg størrelse ud fra skostørrelse. Kan håndvaskes ved 30° C og tørres med håndklæde. Kan sprittes af med ethanol 70%.	Small (34-37) Medium (38-41) Large (42-45) X-large (>45)
 238898 238899	Easy+ Magnide Easy+ Magnide består af strømpepåtager Magnide og strømpe-aftager Easy Off. Alle lukninger i Magnide er med magneter. Anvendes som hjælpe middel til på- og aftagning af kompressionsstrømper med lukket tå. Kan vaskes i hånden ved 30 gr.C. Vælg størrelse ud fra skostørrelse. Tørres med håndklæde. Tåler afspritning med ethanol 70%.	Medium (<40) Large (>40)
 237916	VenoTrain Glider Anvendes til påtagning af strømper med åben og lukket tå. Kan også anvendes ved aftagning af strømpe. Kan håndvaskes ved 30° C. Tåler ikke afspritning.	One Size
 237067	Medi "2 in 1" strømpepåtager Strømpepåtager og -aftager – alt-i-et produkt. Kan anvendes til strømper med åben og lukket tå i alle størrelser, samt som på- og aftager ved armstrømper. Kan håndvaskes ved 40° C og tørres med håndklæde. Tåler ikke afspritning.	One Size
 237528	Eureka universal strømpepåtager Kan anvendes som strømpepå- og aftager til strømper med åben og lukket tå. Kan håndvaskes ved 30° C og lufttørres.	One Size


Strømpeaftagere

Varenr.	Varebetegnelse	Størrelse
 238890 238891 238892	Easy-Off Anvendes som hjælpemiddel til aftagning af kompressionsstrømper med såvel åben som lukket tå. Kan vaskes i hånden ved 30 gr.C. Tørres med håndklæde. Tåler afsprøjtning med ethanol 70%.	Small Medium Large
 237598	Eureka strømpeaftager Til aftagning af kompressionsstrømper med såvel åben som lukket tå. Kan vaskes ved 30° C.	One Size
 237496	Medi Butler off Til aftagning af kompressionstrømper. Er specielt velegnet, hvor det er vanskeligt at bøje sig ned og trække strømpen af. Butler off føres ned langs strømpen og benet og strømpen skubbes forsigtigt af. Kan også anvendes som skohorn.	One Size

Armstrømpepåtager

Varenr.	Varebetegnelse	Størrelse
 236660 236661	Easy+ armstrømpepåtager Anvendes ved på- og aftagning af armstrømper. Er længere end alm. Easy Slide og letter påtagning af armstrømpen væsentligt. Kan håndvaskes ved 30° C og tørres med håndklæde. Kan sprittes af med ethanol 70%.	Medium Large
 238320	Medi Armbutler Hjælpemiddel til påtagning af ærmestrømper.	One Size

Ved alle hjælpemidler medfølger en udførlig vejledning i brugen af produktet.



Slut med
besværet!

Strømpelim, silikonerens, KompreLet m.m.

Varenr.	Varebetegnelse	Størrelse
 237499	Strømpelim "MEDIVEN" Klæbelotion til kompressionsstrømper og -ærmer med trikotkant. Flaske med kuglestift. Limen smøres på huden og sikrer at strømpekanten sidder på plads. Kan bruges dagligt.	50 ml
 237929	Renseservietter til silikonekant Hudceller og fedtstoffer kan "sløve" silikonekanterne. Silikonerenseservietterne renser effektivt silikonekanten.	14x19 cm Æske á 10 stk.
 23792	VenoTrain Micro Balance Reload VenoTrain Micro Balance strømpen er imprægneret med en plejende væske, der beskytter huden. Efter 10 vaske skal strømpen genimprægneres. Spray på indersiden af strømpen i fugtig tilstand og læg strømpen til tørre.	100 ml
 245442	Skridfri såler Indlægssål af silikone. Klæber på den ene side. Lægges i skoen ved hælen. Forhindrer foden i at rutche rundt i skoen. Kan med fordel anvendes, hvor der bruges kompressionsstrømper, og hvor sålen minimerer skoens slid på strømpen. Kan skylles med lunt vand og er igen klar til brug.	6x8 cm Æske á 2 stk.
 235000	KompreLet Abenas unikke taske med alt, hvad man har behov for til måltagning og vejledning af patienten. Tasken indeholder mappe med bl.a. måltagningskemaer og vejledninger til patient. Desuden alle strømpeprøver i vores brede sortiment, samt kuglepen og målebånd.	

Notater

Abena A/S . Egelund 35 . 6200 Aabenraa
Tlf. 74 31 05 65 . Fax 74 31 05 01 . salgsygepleje@abena.dk . www.abena.dk